

KERN OBB-A 1564

KERN

Achromatisches Objektiv, E-Plan 40 x /0,65 W.D. (gefedert) (0,85 mm), Anti-Fungus



Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	Optics
Produktkategorie	Optisches Instrument
Produktgruppe	Mikroskopobjektiv

Bauform

Anti-Fungus	✓
-------------	---

Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min]	-5 °C
Lagertemperatur [Max]	40 °C

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	65×40×40 mm
Nettogewicht	0,3 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,30 kg
Bruttogewicht ca.	0,60 kg
Versandgewicht	0,6 kg

Objektiv

Objektivqualität	E-Plan Achromatisch
Objektiv Vergrößerung	40 x
Numerische Apertur	0,65
Objektiv Arbeitsabstand	0,85 mm