

# KERN OBB-A 1582

Tubus Binokular



## Kategorie

Marke	Optics
Produktkategorie	Optisches Instrument
Produktgruppe	Mikroskopkopf

## Bauform

Tubus-Typ	Butterfly
Tubus Art	Binokular
Tubus Neigungswinkel	30°
Tubus 360°-Rotation	✓
Dioptrienausgleich	einseitig
Pupillenabstand [Max]	75 mm
Pupillenabstand [Min]	50 mm

## Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min]	-5 °C
Lagertemperatur [Max]	40 °C

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	190×130×100 mm
Nettogewicht	1,2 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	1,2 kg
Bruttogewicht ca.	1,8 kg
Versandgewicht	1,8 kg

## Piktogramme

STANDARD

