

# KERN OBB-A 1590

**KERN**

Adaptateur de monture C pour appareil photo 0,75 x



## Catégorie

Marque	Optics
Catégorie de produits	Instrument optique
Groupe de produit	Adaptateur pour appareil photo de microscope

## Forme de construction

Adaptateur de caméra Type	Monture C
Types de caméras supportés	Caméras microscopes
C-Mount réglable	✓
C-Mount grossissement	0,75 x

## Conditions environnementales

Température de stockage [Min]	-5 °C
Température de stockage [Max]	40 °C

## Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	100×50×50 mm
Poids net	0,2 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,20 kg
Poids brut env.	0,50 kg
Poids d'expédition	0,5 kg

## Pictogrammes