

KERN OBB-A 1593

Infinity PH-Plan-Objektiv 5 x

KERN



Kategorie

Marke	Optics
Produktkategorie	Optisches Instrument
Produktgruppe	Mikroskopobjektiv

Bauform

Anti-Fungus	✓
-------------	---

Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min]	-5 °C
Lagertemperatur [Max]	40 °C

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	65×40×40 mm
Nettogewicht	0,3 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,30 kg
Bruttogewicht ca.	0,60 kg
Versandgewicht	0,6 kg

Objektiv

Objektivqualität	Infinity Plan
Objektiv Vergrößerung	5 x
Numerische Apertur	0,13
Objektiv Arbeitsabstand	16,04 mm

Piktogramme