

KERN OBB-A 1620

Objectif Infinity Plan Semi Apochromatique 10 x



Catégorie

| | |
|-----------------------|---|
| Marque | Optics |
| Catégorie de produits | Instrument optique |
| Groupe de produit | Objectif plans semi-apochromatiques corrigés à l'infini |

Conditions environnementales

| | |
|-------------------------------|-------|
| Température de stockage [Min] | -5 °C |
| Température de stockage [Max] | 40 °C |

Emballage & expédition

| | |
|------------------------------|------------------|
| Lecture force [d] (N) | 1 d |
| Dimensions emballage (L×P×H) | 65×40×40 mm |
| Poids net | 0,3 kg |
| Mode de livraison | Service de colis |
| Poids net env. | 0,30 kg |
| Poids brut env. | 0,60 kg |
| Poids d'expédition | 0,6 kg |

Objectifs

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Qualité des objectifs | Infinity Plan Semi Apochromatique |
| Objectif magnification | 10 x |
| Convertisseur numérique-analogique | 0,3 |
| Objectif distance de travail | 20 mm |

Pictogrammes

STANDARD

