

# KERN OBB-A 1623



Objektiv Infinity Plan Semi Apochromatisch 100 x



## Kategorie

Marke	Optics
Produktkategorie	Optisches Instrument
Produktgruppe	Mikroskopobjektiv

## Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min]	-5 °C
Lagertemperatur [Max]	40 °C

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	65×40×40 mm
Nettogewicht	0,4 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,40 kg
Bruttogewicht ca.	0,60 kg
Versandgewicht	0,6 kg

## Objektiv

Objektivqualität	Infinity Plan Semi Apochromatisch
Objektiv Vergrößerung	100 x
Numerische Apertur	0,85
Objektiv Arbeitsabstand	3 mm

## Piktogramme