

KERN OBB-A 1627

Objektiv Infinity Plan Semi Apochromatisch 50 x



Kategorie

Marke	Optics
Produktkategorie	Optisches Instrument
Produktgruppe	Mikroskopobjektiv

Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min]	-5 °C
Lagertemperatur [Max]	40 °C

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	65×40×40 mm
Nettogewicht	0,3 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,30 kg
Bruttogewicht ca.	0,60 kg
Versandgewicht	0,6 kg

Objektiv

Objektivqualität	Infinity Plan Semi Apochromatisch
Objektiv Vergrößerung	50 x
Numerische Apertur	0,55
Objektiv Arbeitsabstand	10 mm

Piktogramme