

# KERN OBB-A 1627



Objectif Infinity Plan Semi Apochromatique 50 x



## Catégorie

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Marque                | Optics                   |
| Catégorie de produits | Instrument optique       |
| Groupe de produit     | Objectif pour microscope |

## Conditions environnementales

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Température de stockage [Min] | -5 °C |
| Température de stockage [Max] | 40 °C |

## Emballage & expédition

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Lecture force [d] (N)        | 1 d              |
| Dimensions emballage (L×P×H) | 65×40×40 mm      |
| Poids net                    | 0,3 kg           |
| Mode de livraison            | Service de colis |
| Poids net env.               | 0,30 kg          |
| Poids brut env.              | 0,60 kg          |
| Poids d'expédition           | 0,6 kg           |

## Objectifs

|                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Qualité des objectifs              | Infinity Plan Semi Apochromatique |
| Objectif magnification             | 50 x                              |
| Convertisseur numérique-analogique | 0,55                              |
| Objectif distance de travail       | 10 mm                             |

## Pictogrammes