

KERN OBB-A 1627

Obiettivo Infinity Plan Semi Apochromatic 50 x



Categoria

Marchio	Optics
Categoria di prodotto	Strumento ottico
Gruppo di prodotti	Obiettivo per microscopio

Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio [Min]	-5 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	40 °C

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	65×40×40 mm
Peso netto	0,3 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,30 kg
Peso lordo ca.	0,60 kg
Peso di spedizione	0,6 kg

Obiettivo

Qualità delle lenti	Infinity Plan Semi Apochromatic
Obiettivo ingrandimento	50 x
Apertura numerica	0,55
Obiettivo distanza di lavoro	10 mm

Pittogrammi