
KERN OBB-A3203







Pictogramas

STANDARD



Categoría	
Marca	Optics
Categoría de producto	Instrumento óptico
Grupo de producto	Objetivo acromático de microscopio

Diseño Dimensiones (A×P×A) 27×25×25 mm

Condiciones medioambientales

Temperatura de almacenamiento [Min]	-5 °C
Temperatura de almacenamiento [Max]	40 °C

Embalaje y envío	
Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	65×40×40 mm
Peso neto	0,3 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,30 kg
Peso bruto aprox.	0,60 kg
Peso de envío	0,6 kg

Objetivo	
Calidad del objetivo	Acromático
Objetivo aumento	4 x
Apertura numérica	0,1
Objetivo distancia de trabajo	27 mm

1