

KERN OBB-A3207

KERN

Obiettivo acromatico, 100 x / 1,25 (olio) (molleggiato) W.D. (0,2 mm)

Pittogrammi

STANDARD



Categoria

Marchio	Optics
Categoria di prodotto	Strumento ottico
Gruppo di prodotti	Obiettivo acromatico per microscopio

Design

Dimensioni (L×P×A)	36×25×25 mm
--------------------	-------------

Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio [Min]	-5 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	40 °C

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	65×40×40 mm
Peso netto	0,3 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,30 kg
Peso lordo ca.	0,60 kg
Peso di spedizione	0,6 kg

Obiettivo

Qualità delle lenti	Acromatico
Obiettivo ingrandimento	100 x
Apertura numerica	1,25
Obiettivo distanza di lavoro	0,2 mm